

Manual de Instrucoes Resumido

Guia operacional de uma pagina | Referencia: MED-MANUAL-2026-002

Bomba infusora volumetrica para administracao controlada de terapeutica intravenosa.

Equipamento	Bomba Infusora Volumetrica	Modelo	Infusomat Space
Codigo MEDICORE	05.001	Numero de serie	SN-INF-001
Localizacao habitual	MI-P4-S401	Criticidade	Critica
Responsavel	Engenharia Clinica	Data do manual	2026-06-23

Procedimento operacional resumido

1. Antes da utilizacao Instalar linha de infusao compativel e purgar antes de ligar ao doente.
2. Durante a utilizacao Programar caudal e volume total conforme prescricao.
3. Seguranca e alarmes Confirmar funcionamento dos alarmes de oclusao, ar na linha e bateria.
4. Apos utilizacao Limpar exterior apos utilizacao e comunicar avarias a Engenharia Clinica.
5. Cuidados gerais Nao utilizar o equipamento se apresentar danos visiveis, falhas de arranque, alarmes persistentes ou data de manutencao/calibracao ultrapassada.

Em caso de anomalia, retirar o equipamento de servico quando aplicavel e abrir ocorrencia no modulo de avarias ou manutencao do MEDICORE.

Pelo Hospital MEDICORE

Pelo Fornecedor / Prestador
