

Manual de Instrucoes Resumido

Guia operacional de uma pagina | Referencia: MED-MANUAL-2026-003

Autoclave hospitalar para esterilizacao e reprocessamento de material clinico.

Equipamento	Autoclave Hospitalar	Modelo	Sterilizer 1000
Codigo MEDICORE	08.001	Numero de serie	SN-AUT-001
Localizacao habitual	CE-P-1-S001	Criticidade	Alta
Responsavel	Engenharia Clinica	Data do manual	2026-06-23

Procedimento operacional resumido

1. Antes da utilizacao Carregar material sem bloquear a circulacao de vapor.
2. Durante a utilizacao Selecionar ciclo adequado ao tipo de carga.
3. Seguranca e alarmes Confirmar parametros de temperatura, pressao e tempo do ciclo.
4. Apos utilizacao Registar ciclo, manutencoes e anomalias no MEDICORE.
5. Cuidados gerais Nao utilizar o equipamento se apresentar danos visiveis, falhas de arranque, alarmes persistentes ou data de manutencao/calibracao ultrapassada.

Em caso de anomalia, retirar o equipamento de servico quando aplicavel e abrir ocorrencia no modulo de avarias ou manutencao do MEDICORE.

Pelo Hospital MEDICORE

Pelo Fornecedor / Prestador