

Manual de Instrucoes Resumido

Guia operacional de uma pagina | Referencia: MED-MANUAL-2026-001

Ventilador pulmonar destinado a suporte ventilatorio em ambiente de cuidados intensivos.

Equipamento	Ventilador Pulmonar	Modelo	Evita V600
Codigo MEDICORE	01.001	Numero de serie	SN-VENT-001
Localizacao habitual	UCI-P2-S201	Criticidade	Critica
Responsavel	Engenharia Clinica	Data do manual	2026-06-23

Procedimento operacional resumido

1. Antes da utilizacao Confirmar ligacao a energia e gases medicinais antes da utilizacao.
2. Durante a utilizacao Selecionar modo ventilatorio de acordo com prescricao clinica.
3. Seguranca e alarmes Verificar alarmes, filtros, circuito respiratorio e condensacao.
4. Apos utilizacao Registar utilizacao e ocorrencias no sistema MEDICORE.
5. Cuidados gerais Nao utilizar o equipamento se apresentar danos visiveis, falhas de arranque, alarmes persistentes ou data de manutencao/calibracao ultrapassada.

Em caso de anomalia, retirar o equipamento de servico quando aplicavel e abrir ocorrencia no modulo de avarias ou manutencao do MEDICORE.

Pelo Hospital MEDICORE

Pelo Fornecedor / Prestador